

4 检验失格项目处理记录

提交日期: 2019.9.4	序列号: G19300C012
处理人:	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ (检验项号) 功能项 ☒ 2.8 (检验项号) 失格。	
处理方法: 针对 2: 点击计算机右键 → 属性 → 高级系统设置 → 启动与故障恢复 → 设置 → 修改为 "10" 针对 8: 开始 → "regedit" → Ser mouse → "start" 修改为 "4" 并重启计算机	
处理结果: 合格 ☒ 失格 ☐	

提交日期: 2019.9.4	序列号: G19300C013
处理人:	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☒ 8.16 (检验项号) 失格。	
处理方法: 针对8: 开始 "regedit" → sermouse → "start" → 个修改为 "4" 并重启计算机 针对16: 重新安装后面板缺少的螺丝。	
处理结果: 合格 ☒ 失格 ☐	

4 检验失格项目处理记录

提交日期: 2019.9.4	序列号: G19300C015
处理人:	确认人: 韩国国
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☒ 8, 14 (检验项号) 失格。	
处理方法: 针对8: 开始 → regedit → sermouse → "start" 修改为 "4" 并重启计算机 针对14: 控制面板 → 网络和共享中心 → 本地连接 → 属性 → 重新设置 IP 地址及子网掩码。	
处理结果: 合格 ☒ 失格 ☐	

提交日期: 2019.9.4	序列号: G19300C019
处理人:	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☒ 2, 8 (检验项号) 失格。	
处理方法: 针对2: 点击计算机右键 → 属性 → 高级系统设置 → 启动与故障恢复 → 设置 → 修改为 "10" 针对8: 开始 → "regedit" → sermouse → "start" 修改为 "4" 并重启计算机	
处理结果: 合格 ☐ 失格 ☐	